

icon



Diagnóstico hematológico Point of Care Familia Icon

werfen

Análisis completo de hematología con el **menor consumo**

| | icon | icon5 | icon5 ^{OP} |
|-----------------------------|---|--|---------------------|
| Histogramas | WBC (diferencial 3 pobl), RBC, PLT | RBC y PLT | |
| Diagrama de dispersión | | WBC (diferencial 5 pobl) | |
| Nº de parámetros | 22 | 27 | |
| Parámetros | WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P-LCC | WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS% BAS%, NLR, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-C, PLC-R | |
| Tecnología de medición | Impedancia volumétrica y fotometría (HgB) combinadas con tecnología microfluidica | Citometría de flujo, impedancia volumétrica y fotometría (HgB) combinadas con tecnología microfluidica | |
| Modo de muestreo | Abierto y cerrado | Cerrado | Abierto |
| Volumen de muestra | Aspirada: 13uL sangre total (EDTA) Procesada: 2.5uL sangre total (EDTA) | Aspirada: 38 uL sangre total (EDTA) Procesada: 2 x 1.4uL sangre total (EDTA) | |
| Rendimiento | 60 test/hora | 60 test/hora | 57 test/hora |
| Precisión | WBC< 3%, RBC< 2%, PLT < 5% MCV< 1%, HGB< 2% | | |
| Capacidad de almacenamiento | 40.000 resultados de prueba que incluyen los histogramas y datos del paciente | 40.000 resultados de prueba que incluyen el diagrama de dispersión, histogramas y datos del paciente | |
| Interfaz de usuario | 10,1 pulgadas, resolución LCD con pantalla táctil 1280 x 800 | | |
| Dimensiones | 280 x 216 x 336 mm | | |
| Peso | 8.7 kg | 9.4 kg | |

Diseño galardonado

El analizador más pequeño del mercado. Tecnología premiada por Red Dot por su diseño innovador.

Innovación ecológica

Con un bajo consumo de reactivos y muestra y una baja producción de residuos.

Elevado rendimiento

60 pruebas/hora y elevada caducidad del pack único de reactivos.

Icon3, Icon5 y Icon5 OP fabricados por
Norma Instruments Zrt.
Papírgyár u. 58-59., 1038 Budapest, Hungary

Distribuido por:

Werfen España, S.A.U.

Plaza de Europa, 21-23

08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Atención al Cliente Tel. 900 822 290

werfen.com

werfen