




La calidad del
laboratorio en
tu mano

Point of Care




El Sistema Sanitario actual está sufriendo un elevado número de urgencias clínicas, largas esperas, traslados de pacientes, entre otros. Esta situación genera unos costes socioeconómicos de impacto relevante en la sociedad. Para cubrir esta necesidad se requiere una tecnología más adecuada, ágil, eficaz, eficiente y satisfactoria para el paciente y el profesional.

Piccolo Xpress es el nuevo concepto de analizador centrífugo automático bioquímico para Point of Care.

Piccolo Xpress nos aporta la calidad analítica del laboratorio gracias a su tecnología espectrofotométrica.

Fácil, rápido y seguro

Piccolo Xpress nos proporciona un diagnóstico rápido y seguro que libera a los laboratorios centrales de los hospitales de carga de trabajo urgente, se elimina el elevado transporte de pacientes, el ingreso innecesario de los mismos así como se mejora el tiempo de respuesta y se acerca el diagnóstico al paciente.



En sólo 3 pasos, calidad de resultados

1



2



3



La calidad del laboratorio en tu mano

Características

- Tecnología de cartucho multiparamétrico (Rotores)
- Sin mantenimiento ni calibraciones
- Resultados en pocos minutos
- Sangre total, suero y plasma
- Muestra venosa o capilar
- Espectrofotométrico
- Calidad de resultados de laboratorio
- IQC™ - Integra control de calidad en cada análisis
- Conectividad a LIS/HIS
- Impresora térmica integrada



Perfiles disponibles

Panel Amlyte 13 (ref.752400-0041)

ALT, ALB, AMY, AST, BUN, Ca, CK, CRE, PCR, GLU, K⁺, Na⁺, TBIL

Panel Met Lac 12 (ref.752400-0037)

GLU, URE, CRE, Ca, Na⁺, K⁺, Cl⁻, tCO₂, ALB, Lac, Mg²⁺ y Phos

Panel Bioquímico General 13 (ref.752400-0029)

ALT, ALB, ALP, AMY, AST, CA, CRE, GGT, GLU, TBIL, TP, URE, AU

Panel Bioquímico General 6 (ref.752400-0006)

ALT, AST, CRE, GGT, GLU, URE

Panel Bioquímico General Plus (ref.752400-0035)

ALB, ALT, ALP, AMY, AST, BUN, Ca, CRE, PCR, GGT, GLU, PT, AU

Panel Metlyte 8 (ref.752400-0008)

GLU, URE, CRE, CK, Na⁺, K⁺, Cl⁻, tCO₂

Panel Lipídico (ref.752400-0025)

CHOL, HOL/HDL, HDL, LDL, TRIG, VLDL

Panel Lipídico Plus (ref.752400-0030)

CHOL, CHOL/HDL, LDL, TRIG, VLDL, GLU, AST, ALT

Panel Renal (ref.752400-0027)

ALB, CA⁺⁺, GLU, URE, CRE, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Phos, tCO₂

Panel Hepático 7 (ref.752400-0026)

ALT, ALB, ALP, AST, DBIL, TBIL, TP

Panel PCR Metabólico 8 (ref.752400-0034)

GLU, URE, CRE, Ca, Na⁺, K⁺, Cl⁻, tCO₂, PCR

Panel Metabólico Completo (ref.752400-0028)

GLU, URE, CRE, Ca, Na⁺, K⁺, Cl⁻, tCO₂, ALT, AST, ALP, ALB, TBIL, TP

Panel Metabólico Básico Plus (ref.752400-0031)

GLU, URE, CRE, Na⁺, K⁺, Cl⁻, tCO₂, CA, LDH, Mg

Panel Hepático Plus (ref. 752400-0003)

ALB, ALP, ALT, AMY, AST, GGT, TBIL, PT



Bibliografía recomendada

1. Evaluation of Enzyme Activities Measured with Different Instruments. Steven Kazmierczak, et al. College of American Pathologists CN3-R. Northfield, IL. 2005.
 2. Piccolo Performance Evaluation, NATO S.H.A.P.E Laboratory
 3. Oregon Health and Science University: T-Chol Handout. G.R. Warnick, *et al.*
 4. Clinical Evaluation of an Algorithm for the short sample detection on a multi-analyte panel using Point of Care Analyzer. V. Ostoich, *et al.*
-

Fabricado por:

ABAXIS. Abaxis is now part of **zoetis**

3240 Whipple Road. Union City, CA 94587. United States of America

Distribuido por:

Werfen España, S.A.U.

Plaza de Europa, 21-23

08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Atención al Cliente Tel. 900 822 290

werfen.com