

Especificaciones técnicas



Menú de Pruebas	Ensayos coagulométricos, cromogénicos e inmunológicos
Carga continua de muestra y reactivos	Si
Operación continua	Si
Sistema de transporte de muestras y reactivos	Racks
Muestras a bordo	Continuo desde LAS o 90 de carga frontal
Reactivos a bordo	60 (44 refrigerados + 16 a temp. ambiente)
Lector de código de barras de reactivos ..	Si (Integrado)
Cubetas a bordo	800
Aplicaciones a bordo	500 (250 definidos por el usuario)
Pruebas/muestra	30
Predilución de la muestra	Si
Predilución curva de calibración	Si
Paralelismo de factores	Si
Capacidad STAT	Si, en cualquier momento, en cualquier posición
Pruebas Rerun y Reflex	Si (configurable)
Visualización de curvas de reacción	Si
Programa de control de calidad	Si (con multi-reglas configurables)
Resultados de autovalidación	Si

Base de datos de resultados de muestras de pacientes	20,000 muestras (configurable)
Sistema de seguridad	Si (configurable)
Sistema de registro de eventos	Si
Interfaz bidireccional	Si (con host query)
PC	Externa (dedicada)
Sistema operativo	Windows® XP
Monitor	Pantalla táctil LCD a color de 17 pulgadas (externa)
Teclado	Si (Externo)
Ratón	Si (Externo)
Impresora	Si (Externo)
Dimensiones de la unidad	
(Anchura, altura, profundidad)	188 x 86 x 162 cm (74 x 34 x 64 pulgadas) (incluye mesa y brazo integrados)
Peso (Analizador)	184 kg (404 lbs)