

icon



Diagnóstico hematológico Point of Care Familia Icon

werfen

Hemograma completo com consumo mínimo de reagentes

	icon	icon5	icon5 ^{OP}
Histogramas	WBC (diferencial 3 pobl), RBC, PLT	RBC y PLT	
Diagrama de dispersão		WBC (diferencial 5 partes)	
Nº de parâmetros	22	27	
Parâmetros	WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P-LCC	WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS% BAS%, NLR, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWsd/ cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-C, PLC-R	
Tecnologia de medição	Impedância volumétrica e fotometria (Hgb) combinadas com tecnologia microfluidica	Citometria de fluxo, impedância volumétrica e fotometria (Hgb) combinadas com tecnologia microfluidic	
Modo de amostragem	Tubo aberto e fechado	Tubo fechado	Tubo aberto
Volume de amostra	Aspirada: 13uL sangue total (EDTA) Processada: 2.5 uL sangue total (EDTA)	Aspirada: 38 uL sangue total (EDTA) Procesada: 2 x 1.4uL sangue total (EDTA)	
Rendimento	60 análises/hora	60 test/hora	57 test/hora
Precisão	WBC< 3%, RBC< 2%, PLT < 5% MCV< 1%, HGB< 2%		
Capacidade de armazenamento	40.000 resultados de análises, incluindo histogramas e dados do doente	40.000 resultados de análises, incluindo histogramas e dados do doente	
Interface de utilizador	10,1 polegadas, resolução LCD com ecrã táctil 1280 x 800		
Dimensões	280 x 216 x 336 mm		
Peso	8.7 kg	9.4 kg	

Desenho premiado

Analizador de pequenas dimensões e baixo peso que permite uma análise completa do hemograma. Tecnologia premiada por Red Dot pelo seu desenho de elevada qualidade.

Inovação ecológica

Com um baixo consumo de reagentes e de amostra e também uma baixa produção de resíduos.

Elevado rendimento

60 análises/hora e elevado prazo de validade do pack único de reagentes.

Icon3, Icon5 e Icon5 OP fabricados por
Norma Instruments Zrt.
Papírgyár u. 58-59., 1038 Budapest, Hungary

Distribuído por:

Werfen Portugal, Lda.
Edifício Ramazzotti, Avenida do Forte, 6 - 3º Piso
2790-072 Carnaxide

Atenção ao Cliente Tel. 800 500 256

werfen.com

werfen